

Cardiovit AT-2plus

- 6/12 kanalni EKG aparat sa mogućnošću automatske štampe nalaza na jednom ili dva lista
- Aparat poseduje integrisano strujno baterijsko napajanje sa kapacitetom baterije od minimalno 3h
- Aparat poseduje automatski i manuelni režim rada
- Režim elektroda : standard i Cabrera
- Aparat poseduje integrisani EKG displej min. dimenzija 120x90 mm.
- Aparat poseduje integrisani 12 kanalni termo printer za štampanje EKG-a na termo papiru A4 formata, širine 210 mm
- Mogućnost štampanja više kopija izveštaja
- Brzina štampe: 5-10-25-50 mm/s sa integrisanom opcijom automatskog podešavanja bazne linije pred početak štampe
- Mogućnost podešavanja više formata štampe izveštaja
- Automatski ili manuelni izbor amplitude QRS signala: 5-10-20 mm/mV
- Filter mišićnih tremora na 25Hz i 35Hz sa mogućnošću isključivanja/uključivanja
- Aparat poseduje integrisanu alfanumeričku komandnu tastaturu sa izdržljivim gumenim tipkama i led indikatorima.
- Pri unosu pacijentovih podataka sledeća polja za unos: ime, prezime, visina, težina i vrednosti krvnog pritiska
- Aparat poseduje QRS biper za zvučno registrovanje QRS kompleksa
- Aparat poseduje integrisanu memoriju za min 40 EKG snimaka
- Aparat ima opciju nadogradnje memorije za skladištenje više od 40 snimaka
- Aparat poseduje mogućnost transfera podataka u PC računar
- Aparat poseduje softver za merenje i interpretaciju EKG nalaza sa opcijom tromboliza softvera (preporuka korisnicima za davanje trombolitičke terapije)
- Aparat poseduje mogućnost nadogradnje spiro senzorom za izvođene testova plućne funkcije
- Maksimalna težina aparata do 5,5 kg.
- Aparat se isporučuje sa pripadajućim standardnim priborom za rad