

## BR-102plus

---

- 24/48 časovno merenje krvnog pritiska, po izboru korisnika
- Rekorder za 1 pacijenta (1 proceduru snimanja krvnog pritiska) koristi maksimalno 2 punjive baterije
- Rekorder mora da poseduje mogućnost auskultatornog i oscilometrijskog merenja krvnog pritiska
- Mogućnost definisanja brzine ispušavanja manžetne: automatski ili podesivo min. u rasponu od 2-8 mmHg.
- Mogućnost definisanja vremenskih intervala za merenje krvnog pritiska
- Mogućnost definisanja unapred više različitih protokola za merenje pritiska
- Opseg merenja pritiska min: 30-300 mmHg
- Podesivi intevali za merenje pritiska od 5-120 minuta
- Rekorder mora da poseduje integrisan visoko rezolucijski kolor displej
- težina rekordera, max. 200 g sa baterijama
- integrisan na rekorderu USB interfejs za prenos podataka
- integrisano „**Event** „ dugme za registrovanje eventualnih događaja od strane pacijenta
- rekorder mora da ima mogućnost startovanja merenja samostalno i preko PC računara
- rekorder mora da poseduje integrisan diktafon za memorisanje informacija o pacijentima
- rekorder treba da se isporučuje sa standardnim priborom za rad
- uz rekorder potrebno je isporučiti odgovarajući PC softver za analizu snimljenih vrednosti