

Cardiovit AT-102

- 12 kanalni EKG aparat
- Aparat poseduje integrisano strujno baterijsko napajanje sa kapacitetom baterije od min.4h
- Aparat poseduje automatski i manuelni režim rada
- Režim elektroda : standard i Cabrera
- Aparat poseduje integrisani 12-kanalni EKG displej min. dimenzija 120x90 mm.
- Aparat poseduje integrisani 12 kanalni termo printer za štampanje EKG-a na termo papiru A4 formata, širine 210 mm
- Aparat poseduje integrisani konektor za povezivanje eksternog laser printera i štampu 12 kanalnog EKG-a na A4 kopir papiru
- Brzina štampe: 5-10-25-50 mm/s sa integrisanom opcijom automatskog podešavanja bazne linije pred početak štampe
- Mogućnost podešavanja više formata štampe izveštaja
- Automatski ili manuelni izbor amplitude QRS signala: 5-10-20 mm/mV
- Aparat poseduje integrisanu alfanumeričku komandnu tastaturu sa izdržljivim gumenim tipkama. Folijska i "touch screen" tastatura nije prihvatljiva.
- Aparat poseduje QRS biper za zvučno registrovanje QRS kompleksa
- Aparat poseduje integrisanu memoriju za min 30 EKG snimaka
- Aparat poseduje integrisan softver za merenje i interpretaciju snimljenog EKG nalaza
- Aparat poseduje integrisan tromboliza softver koji omogućava automatsku analizu i preporuku korisnicima u slučaju potrebe za davanjem trombolitičke terapije
- Aparat poseduje mogućnost nadogradnje spiro senzorom za izvođene testova plućne funkcije
- Aparat poseduje mogućnost direktnog povezivanja i rada sa PC računom i barkod čitačem
- Aparat poseduje mogućnost nadogradnje VGA konektorom za direktno povezivanje sa eksternim monitorom
- Maksimalna težina aparata do 6 kg.
- Aparat se isporučuje sa pripadajućim standardnim priborom za rad