

## DEFIGARD 4000 SA OPCIJOM EKSTERNOG PM

1. bifazni, sinhrono/asinhroni defibrilator
2. integrisano strujno/baterijsko napajanje defibrilatora
3. kapacitet baterije defibrilatora min. 100 šokova maksimalnom energijom ili 3,5 h EKG monitoringa
4. defibrilator mora da poseduje integrisane pedale za defibrilaciju sa tasterima za punjenje i isporuku šoka
5. defibrilator mora da poseduje integrisan min. 2 kanalni displej, dijagonale minimalno 5,8"
6. na displeju omogućen prikaz EKG krive, aktuelne srčane frekvence i broj isporučenih šokova
7. aparat mora da poseduje integrisani 3 kanalni termo printer
8. štampa izveštaja (grafičkih i numeričkih podataka) na termo papiru, širine min. 70 mm
9. štampa izveštaja manuelno na zahtev korisnika i automatski nakon izvršenog elektro šoka.
10. aparat mora da poseduje integrisane minimalno sledeće intefejse: 1 x USB i 1 x RS 232
11. defibrilator mora da poseduje integrisanu funkciju eksternog pejsmejkera sa Fix, Demand i Overdrive radnim režimima
12. memorija defibrilatora minimalno 12 sati EKG-a ili 500 događaja
13. kompletan korisnički softver aparata na srpskom jeziku
14. maksimalna težina aparata sa baterijama i pedalama 5,7 kg
15. aparat mora da poseduje min IP 53 standard zaštite
16. defibrilator se isporučuje sa pripadajućim standardnim priborom za rad.